

Configuração por omissão

Protocolo 1:

- ângulo mínimo: 0°
- ângulo máximo: 360°
- incremento do ângulo: 15°
- tempo entre amostras: 2.5s

Protocolo 2:

- ângulo: 90°
- ângulo de polarização: 0°
- polarização: Sim

Protocolo 3:

- ângulo mínimo: 305°
- ângulo máximo: 320°
- ângulo: mínimo, médio e máximo (7)

Protocolo 4:

- ângulo mínimo: 17°
- ângulo máximo: 37°
- ângulo de polarização: 90°
- ângulo: mínimo, médio e máximo (7)

Protocolo 5:

- calibração: pexiglass (0)